

2025年7月

新項目 病理組織検査(複雑・大型組織) 適用条件のご案内

2025年7月から、次のページの条件に適合する検体は、新項目病理組織検査(複雑・大型組織)として提出をお願いいたします。またこの項目を選択されていない場合でも、条件に当てはまる検体は病理組織検査(複雑・大型組織)として受託いたします。

注: 変更は事前の通知なく行われますので予めご了承ください。

なお、病理組織検査(複雑・大型組織)は、複数組織を同時に提出された場合でも一律の料金(税抜き会員価格15,000円*)が適用されます。組織や部位数による追加料金はございません。

*2025年7月時点

※条件にあてはまらない組織のみを提出される場合は、通常の病理検査として受託いたします。

複雑な生検の評価をサポートするために、以下の追加対応が必要となっております。

- + 1つの組織または臓器内の複数部位または複数病変の病理学的評価
- + 複雑な切り出し
- + 経験豊富な技術者による追加処理
- + 追加の脱灰または固定時間

追加処理(脱灰固定など)により、この項目のご報告日数は5~14営業日となります。一部の複雑な検体は、検体の評価、切り出しおよび処理の複雑さのレベルに応じて、14営業日までかかる可能性があります。(特に骨を含む検体の場合)

注: 歯を含む検体は、脱灰時間の延長(21営業日まで)が必要です。

病理組織検査(複雑・大型組織)の検体提出ガイドライン

臓器全体を切除した場合は、部分的な検体ではなく、全体をそのまま提出することを推奨しています。

眼球の場合

比較的サイズは小さいですが、検体の切り出しおよび病理検査評価獣医師による評価が複雑であるため、時間と特別な処理が必要です。

病理組織検査(複雑・大型組織)の適用および除外条件については次ページの表をご参照ください。

7月1日より病理・細胞診検査の依頼書が新しくなりました。必ず最新の依頼書をご利用いただくようお願いいたします。以前の依頼書をご利用の場合、項目確認の問合せのため、報告が遅れる可能性がございます。

印刷版をご希望の場合は下記からご注文ください。
<https://www.idexxjp-order.com/2025tool/login.php>

PC入力ができるPDFデータ版はこちらからダウンロードください。

<https://www.idexxjp.com/lab/>

ご不明な点は、下記までお問合せください。

アイデックス カスタマーサポート

TEL 0120-71-4921(自動音声案内2番)

- 病理組織検査(複雑・大型組織)が適用されます。
 - 通常の病理組織検査が適用され病変・腫瘤ごとに1部位としてカウントします。
 - 切除・吻合の場合は病理組織検査(複雑・大型組織)が適用されます。ポリープ切除のような吻合しない切除の場合は病理組織検査が適用されます。
 - ★ 3個以上の乳腺・腫瘤の場合は病理組織検査(複雑・大型組織)が適用されます。それ以下は通常の病理組織検査が適用されます。
 - ◆ 病理組織検査(複雑・大型組織)が適用されます。(5mm以下の骨・硬組織は除く)
- 該当なし

提出検体			
対象臓器・部位	全体	病変のみの部分切除	針・パンチ・内視鏡生検
脳	○	○	□
眼球	○	□	—
食道	○	●	□
胃	○	●	□
小腸	○	●	□
大腸	○	●	□
腎臓	○	□	□
肝臓	○	□	□
肺	○	□	□
乳腺	○	★	★
脾臓	○	○	□
子宮	○	○	—
四肢/指/顎/歯/骨病変を伴う尾、骨、石灰化病変を含む検体	◆	◆	◆

ご不明な点は、下記までお問合せください。
 アイデックス カスタマーサポート TEL 0120-71-4921(自動音声案内2番)