

プロサイトDx HGB試薬

(IDEXX ProCyte Dx* HGB Reagent)

【一般的注意】

- 定められた使用方法を厳守すること。
- 使用目的において定められた目的にのみ使用すること。
- 使用する分析装置の添付文書及び取扱い説明書（操作ガイド）を必ず参照すること。

【形状・構造等（キットの構成）】

- 反応系に關与する成分
ラウリル硫酸ナトリウム

【使用目的】

犬、猫、馬の血液中のヘモグロビン濃度の測定

【使用方法（操作方法）】

- 使用する測定装置
IDEXX プロサイトDx (ProCyte Dx*)
- 使用検体
犬、猫及馬の全血
- 測定の手順
測定には、専用の分析装置の添付文書及び取扱い説明書（操作ガイド）を参照すること。

【測定結果の判定法】

検査結果に表示されている基準値及びコメントを参照のこと。

【取扱い上の注意】

- 測定には、専用の分析装置を用いること。
- 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- 手に付いた場合には速やかに多量の水で洗い流すこと。刺激等が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 目に入った場合には速やかに多量の水で洗い流した後、医師の診察を受けること。
- 飲み込んでしまった場合には水で十分にすすぐ等の応急処置を行い、直ちに医師の診察を受けること。
- 室温で保存すること。
- 測定に使用した検体・試薬などは、地方公共団体条例等に従い処分すること。

【保管上の注意】

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 直射日光、高温、凍結及び多湿は品質に影響を与えるので避けること。

【貯蔵方法・使用期限】

- 貯蔵方法
2-30°Cで保存
- 使用期限
外箱に記載（開栓後は45日間）

【包装単位】

85mL×1/箱
(希釈液4.5L×1、溶血剤250mL×1、
網赤血球用希釈液250mL×1、廃棄用バッグ×1
を含む)

【問い合わせ先・製造販売元】

アイデックス ラボラトリーズ株式会社
テクニカルサポート 0120-71-4921
(自動音声案内1番)